



Pallone Ambu Mark Iv

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34201

EAN / GTIN 5707480019434

Confezione 1

PALLONE AMBU® MARK IV - adulti - con reservoir Progettati in conformità all'originale pallone a doppia parete, i nuovi palloni sono 100% privi di lattice. I palloni Ambu sono più robusti e forniscono agli utenti risposte visive e tattili eccezionali, durante la rianimazione manuale, rendendo il funzionamento più sicuro. La limitazione incorporata della pressione impedisce la sovrappressione in presenza di resistenza nelle vie aeree del paziente. Adatto ad adulti e bambini oltre i 15 kg (3 anni). Fornito con mascherina n° 5, reservoir da 1?500 ml e valvola.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ETA	EAN	CONFEZIONE
34201	adulti - con reservoir 1.500 ml	5707480019434	1
34204	pediatrico	05707480035199	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

5707480019434

CODICE GEF

34201



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697