

Mascherina Vento

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34211**

EAN / GTIN **08034028013348**

Confezione **1**

Rianimatore bocca a bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contagio tra paziente e soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in custodia di plastica o in confezione con portachiavi. Istruzioni in GB, IT, FR, DE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Custodia in plastica
- Schermo protettivo in PVC
- Boccaglio in policarbonato
- Mascherina aperta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R03010201

EAN / GTIN

08034028013348

CODICE GEF

34211



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697