



Mascherina Vento - in Portachiavi Gb, It, FR de

Codice GEF (SKU) **34213**

EAN / GTIN **8056389234644**

Rianimatore bocca a bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contagio tra paziente e soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rianimatore bocca a bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contagio tra paziente e soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in custodia di plastica o in confezione con portachiavi. Istruzioni in GB, IT, FR, DE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8056389234644

CODICE GEF

34213



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697