

# Mascherina in Silicone N. 0 Neonato

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34220**EAN / GTIN **8023279342208**Confezione **1**

MASCHERINE AUTOCLAVABILI Realizzate interamente in silicone. Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Mascherina N° 0 - neonato/small - latex free. Autoclavabili fino a 40 volte.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**R030199**

EAN / GTIN

**8023279342208**

CODICE GEF

**34220**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697