



Mascherina in Silicone N. 1 Neonato/large

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34221**EAN / GTIN **8023279342215**Confezione **1**

MASCHERINE AUTOCLAVABILI Realizzate interamente in silicone. Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Mascherina N° 1 - neonato/large - latex free. Autoclavabili fino a 40 volte.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R030199

EAN / GTIN

8023279342215

CODICE GEF

34221

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697