



Mascherina in Silicone

Dispositivo medico

Classe IIa

4 varianti

Codice GEF (SKU) **34222**EAN / GTIN **8023279342222**Confezione **1**

MASCHERINE AUTOCLAVABILI Realizzate interamente in silicone. Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Mascherina N° 2 - bambino/small - latex free. Autoclavabili fino a 40 volte.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34222	2 - bambino	8023279342222	1
34223	3 - bambino/large	8023279342239	1
34224	4 - adulto	8023279342246	1
34225	5 - adulto/large	8023279342253	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R030199

EAN / GTIN

8023279342222

CODICE GEF

34222

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697