



## Valvola Peep

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34227**EAN / GTIN **8023279342277**Confezione **1**

VALVOLA PEEP – 30 mm (5-20 cm H<sub>2</sub>O). Compatibili con codici: 34244 - 34245 - 34277 (necessita di adattatore 34228) 34230 - 34240 - 34200.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**R03020201**

EAN / GTIN

**8023279342277**

CODICE GEF

**34227**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697