



Pallone Rianimatore Ambu Spur II

3 varianti

Codice GEF (SKU) **34234**

EAN / GTIN **05707480043637**

Confezione **1**

AMBU SPUR II ADULTO - con mascherina n° 5 e reservoir - con connettore della valvola a domanda - 325023000 PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II - monopaziente Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume di insufflazione ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle misure neonato, pediatrico e adulto. Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, reservoir, tubo ossigeno. I palloni sono classificati per colore per facilitare l'identificazione delle misure neonato, pediatrico e adulto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adatto per: Adulto > 30 kg
- Volume insufflazione 1 mano 600 ml / 2 mani 1.000 ml
- Volume insufflazione: 1.510 ml
- Misure (lunghezza x diametro): 284x127 mm
- Volume reservoir: 2.600 ml

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ETA	EAN	CONFEZIONE
34234	adulti con connettore della valvola a domanda	05707480043637	1
34235	adulti	5707480021536	1
34236	pediatrico	05707480021543	1

EAN / GTIN

05707480043637

CODICE GEF

34234



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it