



## Pallone Rianimatore Ambu Spur II Neonati

Codice GEF (SKU) **34237**

EAN / GTIN **5707480032723**

Confezione **1**

AMBU SPUR II NEONATALE - con mascherina n°0 Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle misure adulto, pediatrico, neonato. Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, tubo ossigeno e valvola limita pressione 4,0 kPa H<sub>2</sub>O. I palloni sono classificati per colore per una semplice identificazione delle misure adulto, bambino e neonato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adatto per: Neonato < 10 kg
- Volume insufflazione 1 mano 150 ml
- Volume insufflazione: 220 ml
- Misure (lunghezza x diametro): 190x71 mm
- Volume reservoir: 300 ml

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**5707480032723**

CODICE GEF

**34237**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697