



Kit Pallone Rianimatore Monouso PVC

Codice GEF (SKU) **34239**

EAN / GTIN **8023279342390**

Confezione **1**

KIT PALLONE PVC - adulti Fornito con mascherina monouso n° 5. Volume: 1.600 ml. Con sacca ossigeno 2.500 ml con valvola, pinza tiralingua e tubo ossigeno in una borsa in nylon. Palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279342390

CODICE GEF

34239



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697