



Kit Pallone Silicone con Borsa

Codice GEF (SKU) **34243**

EAN / GTIN **8023279342437**

BORSA KIT CON PALLONI IN SILICONE - adulti Fornita con maschera in silicone N°4, valvola pop-off H2O 60 cm, tubo ossigeno 2 metri, valvola del serbatoio autoclavabile e riserva da 2.500 ml (volume 1.6

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BORSA KIT CON PALLONI IN SILICONE - adulti Fornita con maschera in silicone N°4, valvola pop-off H2O 60 cm, tubo ossigeno 2 metri, valvola del serbatoio autoclavabile e riserva da 2.500 ml (volume 1.600 ml), apribocca elicoidale (34273), pinza tiralingua, 10 cannule di Guedel (34439) con borsa di emergenza CUBO (27163).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279342437

CODICE GEF

34243



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697