



Kit Pallone Silicone

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34244

EAN / GTIN 8023279342444

Confezione 1

Palloni rianimazione trasparenti in silicone e polisilicone, completamente autoclavabile a 134°C. KIT PALLONE RIANIMAZIONE - adulti Fornito con mascherina n° 4, valvola POP-Off 60 cm H2O, tubo ossigeno 2 m, valvola riserva ossigeno autoclavabile e sacca riserva ossigeno 2.500 ml. Volume: 1.600 ml. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03020201

EAN / GTIN

8023279342444

CODICE GEF

34244



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697