



PALLONE IN SILICONE con mascherina

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34245

EAN / GTIN 8023279342451

Confezione 1

Palloni rianimazione trasparenti in silicone e polisilicone, completamente autoclavabile a 134°C. PALLONE IN SILICONE - adulti
Fornito con mascherina N° 4 - volume 1.600 ml. Latex free.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ETA	EAN	CONFEZIONE
34245	adulti - con mascherina	8023279342451	1
34246	pediatrico - con mascherina	8023279342468	1
34247	neonatale - con mascherina	8023279342475	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03020201

EAN / GTIN

8023279342451

CODICE GEF

34245



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697