



Pallone PVC Pediatrico con Mascherina

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34248

EAN / GTIN 8023279342482

Confezione 1

PALLONE PVC - bambini Fornito con mascherina monouso n° 3 e valvola POP-Off 40 cm H2O. Volume: 500 ml Palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03020201

EAN / GTIN

8023279342482

CODICE GEF

34248

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697