



PALLONE PVC NEONATALE con mascherina

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34249

EAN / GTIN 8023279342499

Confezione 1

PALLONE PVC - neonati Fornito con mascherina monouso n° 1 e valvola POP-Off 40 ml H₂O. Volume: 280 ml Palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03020201

EAN / GTIN

8023279342499

CODICE GEF

34249



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697