



Mascherina Deluxe

Dispositivo medico

Classe IIa

4 varianti

Codice GEF (SKU) **34252**EAN / GTIN **8023279342529**Confezione **1**

MASCHERINE PLUS AUTOCLAVABILI - ANESTESIA Fornite con cuffia di gonfiaggio in silicone blu e cupola trasparente in polisulfone infrangibile. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Disponibili in 5 misure. Latex free. AUTOCLAVABILI FINO A 120 VOLTE.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34252	N.2 - bambini	8023279342529	1
34254	N.4 - adulti	8023279342543	1
34255	N.5 - adulti large	8023279342550	1
34250	N.6 - adulti extra large	8023279342505	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R030199

EAN / GTIN

8023279342529

CODICE GEF

34252

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697