



# Mascherina Deluxe N.3 Ragazzi

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34253**EAN / GTIN **8023279342536**Confezione **1**

MASCHERINE PLUS AUTOCLAVABILI - ANESTESIA Fornite con cuffia di gonfiaggio in silicone blu e cupola trasparente in polisulfone infrangibile. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Disponibili in 5 misure. Latex free. AUTOCLAVABILI FINO A 120 VOLTE.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**R030199**

EAN / GTIN

**8023279342536**

CODICE GEF

**34253**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697