



# Reservoir Monouso con Valvola

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34257**EAN / GTIN **8023279342574**Confezione **1**

Sacca ossigeno monouso - 1000 ml – con valvola. Compatibili con codici: 34246 - 34247 - 34249

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34257	1000 ml	8023279342574	1
34258	2500 ml	8023279342581	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**R030180**

EAN / GTIN

**8023279342574**

CODICE GEF

**34257**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697