



Valvola di Non Ritorno per Palloni

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34259

EAN / GTIN 8023279342598

Confezione 1

Valvola antireflusso per palloni rianimazione, autoclavabile. -60 cm -
Valvola tipo Pop-off H2O Compatibile con i codici: 34244 - 34245 -
34277.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03020201

EAN / GTIN

8023279342598

CODICE GEF

34259



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697