



Pallone Rianimatore in Silicone con Mascherine N. 5

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34260**

EAN / GTIN **8023279342604**

Confezione **1**

PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA • Tipo: Adulto • Maschera N. 5 • Valvola limitatrice di pressione H2O: 60 cm • Volume ml: 1.600 Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità medica, autoclavabili a 121°C.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

C020501

EAN / GTIN

8023279342604

CODICE GEF

34260



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697