



## Pallone Rianimatore in Silicone con Mascherine N. 3 - Pediatrico

Codice GEF (SKU) 34261

EAN / GTIN 8023279342611

PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA • Tipo: Bambino • Maschera N. 3 • Valvola limitatrice di pressione H2O: 40 cm  
• Volume ml: 550 Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA
- Tipo: Bambino
- Maschera N. 3
- Valvola limitatrice di pressione H2O: 40 cm
- Volume ml: 550 Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo completo. Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice. Tutti i palloni in silicone sono consegnati con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279342611

CODICE GEF

34261



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697