



## Pallone Rianimatore in Silicene con Mascherine N. 1 - Neonatale

Codice GEF (SKU) 34262

EAN / GTIN 8023279342628

PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA • Tipo: Neonato • Maschera N. 1 • Valvola limitatrice di pressione H<sub>2</sub>O: 40 cm • Volume ml: 300 Palloni rianimatori trasparenti in silicene di qualità

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA
- Tipo: Neonato
- Maschera N. 1
- Valvola limitatrice di pressione H<sub>2</sub>O: 40 cm
- Volume ml: 300 Palloni rianimatori trasparenti in silicene di qualità medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo completo. Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice. Tutti i palloni in silicene sono consegnati con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279342628

CODICE GEF

34262



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697