



# Kit Pallone Rianimatore in Silicone con Mascherine N. 5

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34263

EAN / GTIN 8023279342635

Confezione 1

KIT PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA ·  
Tipo: Adulto · Maschera N. 5 · Valvola limitatrice di pressione H2O: 60  
cm · Volume ml: 1.600 · Reservoir: 2.500 ml

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

C020401

EAN / GTIN

8023279342635

CODICE GEF

34263



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697