



## Kit Pallone Rianimatore in Silicone con Mascherine N. 3 - Pediatrico

Codice GEF (SKU) 34264

EAN / GTIN 8023279342642

KIT PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA •  
Tipo: Bambino • Maschera N. 3 • Valvola limitatrice di pressione H<sub>2</sub>O:  
40 cm • Volume ml: 550 • Reservoir: 2.500 ml • Tubo ossigeno 2 m •  
Valvola

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA
- Tipo: Bambino
- Maschera N. 3
- Valvola limitatrice di pressione H<sub>2</sub>O: 40 cm
- Volume ml: 550
- Reservoir: 2.500 ml
- Tubo ossigeno 2 m
- Valvola reservoir Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo completo. Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice. Tutti i palloni in silicone sono consegnati con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279342642

CODICE GEF

34264



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697