



Pulsoximetro A Colori Oxy Ped

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 34266

EAN / GTIN 8023279342666

Confezione 1

Simile al modello OXY-6 ma progettato per dare i migliori risultati in campo pediatrico. L'apertura è strutturata per le dita 8/16 mm; è dotato di due batterie ricaricabili e un ricarica batterie USB. Caratteristiche tecniche • Pulsazioni - Range 30-240 bpm - Precisione ± 2 bpm (2%) - Risoluzione 1bpm • SpO₂ - Gamma 35% -99% - Precisione - $\pm 2\%$ (75-99%) - $\pm 3\%$ (50-75%) - Risoluzione 1% • Indice perfusione - Gamma 0-20% - Precisione - $\pm 0.1\%$ (0,2-2%) - $\pm 0.2\%$ (2-10%) - Risoluzione 0,1% • Allarme SpO₂: limite inferiore del 90% • Frequenza cardiaca bassa: <50 bpm - alto > 120 bpm • Alimentazione 3,6V batterie ricaricabili • Norme IEC 60601-1-2 Classe II

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pulsazioni - Range: 30-240 bpm - Precisione: ± 2 bpm (2%) - Risoluzione: 1bpm
- SpO₂ - Gamma: 35% -99% - Precisione: - $\pm 2\%$ (75-99%) - $\pm 3\%$ (50-75%) - Risoluzione: 1%
- Indice perfusione - Gamma: 0-20% - Precisione: - $\pm 0.1\%$ (0,2-2%) - $\pm 0.2\%$ (2-10%) - Risoluzione: 0,1%
- Allarme: SpO₂: limite inferiore del 90%
- Frequenza cardiaca: bassa: <50 bpm - alto > 120 bpm
- Alimentazione: 3,6V batterie ricaricabili
- Norme: IEC 60601-1-2 Classe II

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279342666

CODICE GEF

34266



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697