



Sacca Ossigeno Reservoir

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34275**EAN / GTIN **8023279342758**Confezione **1**

Compatibili con codici: 34244 - 34245 - 34277 - 34200 (necessita di valvola 34279), 34230 - 34240 e palloni AMBU, LAERDAL e TECNOGAZ.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03020201

EAN / GTIN

8023279342758

CODICE GEF

34275

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697