



PALLONE PVC ADULTI con mascherina

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34277

EAN / GTIN 8023279342772

Confezione 1

PALLONE PVC - adulti Fornito con mascherina monouso n° 5. Volume: 1.600 ml Palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03020201

EAN / GTIN

8023279342772

CODICE GEF

34277

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697