



# Valvola per Reservoir Ossigeno

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34279

EAN / GTIN 8023279342796

Confezione 1

Valvola riserva ossigeno per palloni rianimazione. Compatibile con codici: 34275.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03020201

EAN / GTIN

8023279342796

CODICE GEF

34279



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697