



Pulsossimetro Oxy 5 da Dito con Allarmi

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 34282

EAN / GTIN 8023279342826

Confezione 1

Permette di rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente (dito 10-22 mm) in ambiente ospedaliero o in ambulatorio. Caratteristiche principali: - rilevazione SpO2 e battito - istogramma del battito - calcolo indice di perfusione. L'indice di perfusione è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. È un valore relativo che varia da paziente a paziente ed in base alla zona in cui viene posto il sensore - grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da (in stabilimenti in R.P.C.) sotto controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certificatore italiano (CE 0476 CERMET)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pulsazioni: - campo: 30-240 bpm - precisione: ± 2 bpm (2%) - risoluzione: 1bpm
- SpO2: - campo: 35%-99% - precisione: $\pm 2\%$ (75-99%)/ $\pm 3\%$ (50-75%) - risoluzione: 1%
- Indice di perfusione: - campo: 0-20% - precisione: $\pm 0.1\%$ (0.2-2%)/ $\pm 0.2\%$ (2-10%) - risoluzione: 0,1%
- Allarme: SpO2: limite inferiore 90%
- Allarme pulsazioni: basso: < 50 bpm - alto > 120 bpm
- Alimentazione: 1.5V (AAA) batterie alcaline x 2
- Norme: IEC 60601-1-2 Classe II
- Display LCD: saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria
- Dimensione: 6.6 x 3.6 x 3.3 cm
- Peso: 60 g comprese le batterie

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1203020408EAN / GTIN
8023279342826CODICE GEF
34282

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697