



Set Laringo Pediatrico 2 Lame Lame Miller 0-1

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34301

EAN / GTIN 8023279343014

Confezione 1

SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME) • Set pediatrico (2 lame MILLER 0-1) Linea di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi - contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343014

CODICE GEF

34301



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697