



Set Laringoscopio Lame Mc-Intosh

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34302

EAN / GTIN 8023279343021

Confezione 1

SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME) • Set adulti (3 lame Mc INTOSH 2-3-4) Linea di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi - contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO LAME	EAN	CONFEZIONE
34302	3 Lame (2-3-4)	8023279343021	1
34303	4 Lame (1-2-3-4)	8023279343038	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343021

CODICE GEF

34302



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697