



# Set Laringoscopio 4 Lame Lame Mc Intosh 1-2-3-4

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34303

EAN / GTIN 8023279343038

Confezione 1

SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME) • Set adulti (4 lame Mc INTOSH 1-2-3-4) Linea di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi - contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343038

CODICE GEF

34303



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697