



Set Laringo Pediatrico 3 Lame Miller 0-1, Mcintosh 0

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34305**

EAN / GTIN **8023279343052**

Confezione **1**

SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME) • Set pediatrico (3 lame MILLER 0-1, Mc INTOSH 0) Linea di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi - contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343052

CODICE GEF

34305



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697