



# Set Laringoscopio Pediatrico Lame Miller

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34307

EAN / GTIN 8023279343076

Confezione 1

SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME) • Set pediatrico (3 lame MILLER 00, 0, 1) Linea di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi - contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO LAME	EAN	CONFEZIONE
34307	3 Lame (00-0-1)	8023279343076	1
34306	3 Lame (1-2-3)	8023279343069	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343076

CODICE GEF

34307



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697