



Lama Miller Nr. 00 "oxy" Prematuri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34310

EAN / GTIN 8023279343106

Confezione 1

Lama N° 00 MILLER OXY - prematuri Lunghezza totale: 65 mm
Larghezza distale: 11,5 mm Lame di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279343106

CODICE GEF

34310



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697