



Lama Miller Nr. 0 Neonati

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34311

EAN / GTIN 8023279343113

Confezione 1

Lama N° 0 MILLER - prematuri/neonati Lunghezza totale: 78 mm
Larghezza distale: 11,5 mm Lame di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279343113

CODICE GEF

34311



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697