



## Lama Miller

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34312

EAN / GTIN 8023279343120

Confezione 1

Lama N° 1 MILLER - bambini Lunghezza totale: 102 mm Larghezza distale: 11,5 mm Lame di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | MISURA | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 34312            | Nr. 1  | 8023279343120 | 1          |
| 34313            | Nr. 2  | 8023279343137 | 1          |
| 34314            | Nr. 3  | 8023279343144 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279343120

CODICE GEF

34312



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697