



Lama Miller Nr. 3

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34314**EAN / GTIN **8023279343144**Confezione **1**

Lama N° 3 MILLER - adulti/large Lunghezza totale: 195 mm Larghezza distale: 16,5 mm Lame di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279343144

CODICE GEF

34314

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697