



Lama Mc-Intosh

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **34318**EAN / GTIN **8023279343182**Confezione **1**

Lama N°1 Mc INTOSH - infanti Lunghezza totale: 95 mm Larghezza distale: 10 mm Lame di alta qualità: - lampadina a vuoto standard da 2,5 V - manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
34318	N. 1	8023279343182	1
34320	N. 3	8023279343205	1
34321	N. 4	8023279343212	1
34322	N. 5	8023279343229	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279343182

CODICE GEF

34318

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697