



Lampadina Piccola per Laringoscopi

Codice GEF (SKU) 34324

EAN / GTIN 8023279343243

Confezione 6

Lampadina piccola 2.7V per laringoscopi compatibile con i seguenti prodotti: Laringoscopi, Kawe, Riester, And, Timesco, Truphateck e molte altre marche (solitamente usata per Lame N° 00,0,1).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279343243

CODICE GEF

34324



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697