



Set Laringo " Green" F.O. LED 4 Lame Mc- int 1-2-3-4

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34328

EAN / GTIN 8023279343281

Confezione 1

SET F.O. LED GREEN - 2,5 V · Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4) - laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante - lame a fibra ottica Green con fibra staccabile - manico ricaricabile con lampadina LED - manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
34328	2,5V	8023279343281	1
34330	3,5V	8023279343304	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343281

CODICE GEF

34328



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697