



## Set Laringoscopio "Maxlite" F.O. Mc-int

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34333

EAN / GTIN 8023279343335

Confezione 1

SET XENON/ALOGENO F.O. MAXLITE - 2,5 V • Set adulti (3 lame Mc Intosh 2-3-4) - laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante - lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata - manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno - manico ricaricabile 2,5 (batteria non inclusa). Il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | NUMERO LAME      | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|------------------|---------------|------------|
| 34333            | 3 Lame (1-2-3)   | 8023279343335 | 1          |
| 34334            | 4 Lame (1-2-3-4) | 8023279343342 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343335

CODICE GEF

34333



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697