



Set Laringo "maxlite" F.O. 4 Lame Mc-int 1-2-3-4

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34334

EAN / GTIN 8023279343342

Confezione 1

SET XENON/ALOGENO F.O. MAXLITE - 2,5 V • Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4) - laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante - lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata - manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno - manico ricaricabile 2,5 (batteria non inclusa). Il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343342

CODICE GEF

34334



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697