



## Set Laringo "maxlite" F.O. LED Pediatrico 3 Lame Miller 00,0,1

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34336

EAN / GTIN 8023279343366

Confezione 1

SET LED F.O. MAXLITE - 2,5 V · Set pediatrico (3 lame Miller 00-0-1) - laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante - lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata - manico ricaricabile con lampadina LED - manico ricaricabile 2,5 (batteria non inclusa). Il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343366

CODICE GEF

34336



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697