



Set Laringo "maxlite" F.O. LED 4 Lame Mc- int 1-2-3-4

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34337

EAN / GTIN 8023279343373

Confezione 1

SET LED F.O. MAXLITE - 2,5 V • Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4) - laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante - lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata - manico ricaricabile con lampadina LED - manico ricaricabile 2,5 (batteria non inclusa). Il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
34337	2,5V	8023279343373	1
34338	3,5V	8023279343380	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343373

CODICE GEF

34337



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697