

GEF Medica

# Sonda da Dito Removibile per 34340 - Ricambio

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 34339

EAN / GTIN 8023279343397

Confezione 1 pz.

SENSORE DITO REMOVIBILE - ricambio

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279343397

CODICE GEF

34339

ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697