



Pulsoximetro

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 34340

EAN / GTIN 8023279343403

Confezione 1

Un pulsoximetro piccolo e leggero per misurazioni domestiche e cliniche a lungo termine o per l'uso in ambito sportivo. Monitoraggio confortevole, può essere allacciato al polso del paziente come se fosse un orologio e utilizzato per misurare l'SpO2 e le pulsazioni. - allarme acustico e visivo con limiti di allarme regolabili - visualizza l'andamento grafico di SpO2 e pulsazioni - modalità di archiviazione selezionabile: 1 gruppo/1s, 1 gruppo/4s, e 1 gruppo/8s - fino a 500 ore di memorizzazione dei dati SpO2 e frequenza polso in formato (1 gruppo/8s)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1203020408EAN / GTIN
8023279343403CODICE GEF
34340

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697