



Pulsoximetro Oxy 110

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 34341

EAN / GTIN 8023279343410

Confezione 1

PULSOSSIMETRO OXY 110 Grande display TFT 3,5" autorotante per SpO2, PI, pletismogramma, pulsazioni (PR) e temperatura. Tecnologia SpO2 brevettata MoveOxy™ con rimozione degli artefatti e protezione contro il movimento. Varia scelta di sonde SpO2 per adulti, bambini e neonati. Batteria al litio integrata, fino a 18 ore di monitoraggio continuo. Limite allarme, altezza suono, tono tasti e luminosità regolabili. Caratteristiche tecniche Tecnica LED a due lunghezze d'onda Intervallo SpO2 70 - 100% $\pm 2\%$ Intervallo pulsazioni 30 - 250 bpm $\pm 2\%$ Intervallo indice perfusione (PI) 0,2 - 20% Schermo TFT 3,5" Memoria dati fino a 580 ore Modalità misurazione continua o saltuaria Alimentazione batteria al litio Ricarica base di ricarica o cavo USB Dimensioni 158x73x25 mm Peso 230 g (inclusa batteria) Caricamento dati cavo USB o wireless

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnica: LED a due lunghezze d'onda
- Intervallo SpO2: 70 - 100% $\pm 2\%$
- Intervallo pulsazioni: 30 - 250 bpm $\pm 2\%$
- Intervallo indice perfusione (PI): 0,2 - 20%
- Schermo: TFT 3,5"
- Memoria dati: fino a 580 ore
- Modalità misurazione: continua o saltuaria
- Alimentazione: batteria al litio
- Ricarica: base di ricarica o cavo USB
- Dimensioni: 158x73x25 mm
- Peso: 230 g (inclusa batteria)
- Caricamento dati: cavo USB o wireless

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279343410

CODICE GEF

34341



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it