



Pulsoximetro Oxy 100

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 34342

EAN / GTIN 8023279343427

Confezione 1

Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. Rileva SpO₂, pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori SpO₂ possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre che come pletismogramma a schermo intero.

Caratteristiche: - alta precisione e ripetibilità dei risultati - allarmi visivi e sonori programmabili - 384 ore di memorizzazione dati per visione successiva (1/2/4/8 sec.) - spegnimento automatico

Caratteristiche tecniche

Campo saturazione ossigeno 35% - 100% Campo pulsazioni 30bpm a 240 bpm Campo dell'indice di perfusione (PI) 0,2% - 20%

Display saturazione O₂, pulsazioni, intensità pulsazione, indicatore batteria scarica, indice di perfusione

Precisione SpO₂ non più di >3% per campo SpO₂ da 70 a 100% Precisione definita come valore di deviazione della radice quadrata della media conforme alla ISO9919 Precisione battito ± 2% della scala completa

Impostazione campo allarmi limite superiore SpO₂ 95% limite inferiore SpO₂ 85% limite superiore pulsazioni 100-240 bpm limite inferiore pulsazioni 30-60 bpm Alimentazione 3 batterie alcaline AA 4,5 V tempo di lavoro continuo > 30 ore Dimensioni 145 x 74 x 29 mm Peso 210 g Garanzia 1 anno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo saturazione ossigeno: 35% - 100%
- Campo pulsazioni: 30bpm a 240 bpm
- Campo dell'indice di perfusione (PI): 0,2% - 20%
- Display: saturazione O₂, pulsazioni, intensità pulsazione, indicatore batteria scarica, indice di perfusione
- Precisione SpO₂: non più di >3% per campo SpO₂ da 70 a 100%
- Precisione definita come valore di deviazione della radice quadrata della media conforme alla ISO9919
- Precisione battito: ± 2% della scala completa
- Impostazione campo allarmi:
- limite superiore SpO₂: 95%
- limite inferiore SpO₂: 85%
- limite superiore pulsazioni: 100-240 bpm
- limite inferiore pulsazioni: 30-60 bpm
- Alimentazione: 3 batterie alcaline AA 4,5 V tempo di lavoro continuo > 30 ore
- Dimensioni: 145 x 74 x 29 mm
- Peso: 210 g
- Garanzia: 1 anno

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279343427

CODICE GEF

34342



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it