



KIT SENSORI VETERINARIA per codice 34343

Codice GEF (SKU) **34346**

EAN / GTIN **8023279343465**

Confezione **1**

KIT SONDE VET: include 2 sensori per animali grandi e piccoli ed un set di 3 adattatori in gomma (lingua piccoli animali, lingua grandi animali e cinturino per orecchio, caviglia o gamba).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279343465

CODICE GEF

34346



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697